

## Temperierschlauch K-260-1-M38x1,5

## **Technische Daten**

Temperaturbereich Material Umflechtung Kennzeichnung\* Nennweite (DN) Länge Gewicht, netto

Aussenmantel Aussendurchmesser maximaler Druck bei 20°C

Prüfdruck min. Biegeradius Brandverhalten

**Anschluss** 

-60...260 °C

Kunststoff-Schlauch

Ja
Ja
25 mm
100 cm
2,6 kg
M38x1,5
mit Isolation
56 mm
6 bar
1,25 bar
220 mm



Bestell-Nr.: 9616

1.0/15

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

UL94-HB

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.

\*Kennzeichung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -60°C...260°C, PS 6 bar, KW/Jahr